

✓ Available in both Stainless Steel and Carbon Steel. Our surgical blades are produced utilizing a Fully automated production technique. The computerized technology and quality control system. Assures uniform cutting edges and perfect fit on scalpel handle. Individually wrapped in foil and hermetically Sterilized and sealed.

✓ Disponible en Acero Inoxidable y Acero al Carbón, nuestras hojillas son producidas por una técnica de producción totalmente automatizada. La tecnología computarizada y la calidad de control, aseguran cortes uniformes en los bordes y perfecto agarre en la mano. Envueltas individualmente en papel metálico y herméticamente esterilizada y sellada.



**KNOXVILLE
MEDICAL**




SURGICAL BLADES
HOJILLAS DE CIRUGÍA

SURGICAL BLADES HOJILLAS DE CIRUGÍA

BASIC CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- 1 • A cut above the rest.
• Un corte preciso.
- 2 • Manufactured in different shapes and size (10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 25).
• Fabricada en diferentes formas y tamaños. (10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 25)
- 3 • Manufactured from the finest Carbon and Stainless Steel.
• Fabricadas con el mejor Acero al Carbón y Acero Inoxidable.
- 4 • Produced with Steel cleaned with chemicals and packed in easy to peel aluminium foil wrapped with special paper to preserve sharpness & protect from rust.
• Producido con químicos y Acero limpio y empacados en papel especial de aluminio, de fácil apertura, preservando así, el filo y protegiéndola de la corrosión.
- 5 • Sterilized by Gamma Radiation at a minimum dosage or 2.5 M. RADS 25 Kgy and sterility is guaranteed for five years.
• Esterilizadas con radiación GAMMA a la mínima dosis a 2.5 M. RADS 25 Kgy y con validez por 5 años.
- 6 • Exporting world wide.
• Exportados alrededor del mundo.
- 7 • Blades available in carbon Steel and Stainless Steel.
• Hojillas disponibles en Acero al Carbón y Acero Inoxidable.
- 8 • 100 Blades packed in a box.
• Empacado en cajas de 100 unidades.

ORDER FORM / FORMA PARA ORDENARLOS			
KVSB 310	size 10	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 311	size 11	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 312	size 12	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 315	size 15	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 420	size 20	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 421	size 21	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 422	size 22	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 423	size 23	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 424	size 24	Case x 50; boxes x 100	5000 und
KVSB 425	size 25	Case x 50; boxes x 100	5000 und



Authorized Distributor / Distribuidor Autorizado

**KNOXVILLE
MEDICAL**
MIAMI-FI, 33015

Design & specifications can be modified without advise. All rights reserved. Printed in U.S.A. / Diseño y especificaciones pueden ser cambiados sin previo aviso.